

Oggi è stato applicato l'espansore rapido del palato.

È cementato ai denti, cioè incollato, quindi non può staccarsi o essere ingoiato, sia durante le fasi di attivazione sia mentre il bambino mangia o lava i denti.

Raramente si può staccare da un lato solo, ma non allarmatevi perché l'apparecchio rimane ancorato al resto della bocca in sicurezza: **avvisate lo studio** se il bambino sente che l'apparecchio si muove per poterlo rifissare.

È un apparecchio sicuro e per garantire la massima efficacia chiediamo di seguire queste brevi istruzioni.

Guarda il video sull'espansore sul nostro canale YouTube (cerca "Massimiliano Lombardo Dentista" su YouTube).

Dott. Massimiliano Lombardo SRL
Centro FACE Bergamo
Dir. San. Dott. Massimiliano Lombardo
Specialista in Ortognatodonzia

Via Cifrondi 9/a - 24128 Bergamo
035 401064 328 6770599
www.massimilianolombardo.com
info@massimilianolombardo.com

ISTRUZIONI

- la vite centrale deve essere attivata 2 volte al giorno per il numero di giorni comunicato al momento della cementazione: solitamente sono cicli di 7-10 giorni
- **non attivare oltre i giorni prescritti!**
- è indifferente se le due attivazioni vengono fatte insieme o a distanza di 12 ore (mattina e sera)
- per causare meno fastidio consigliamo di far passare qualche ora tra un'attivazione e l'altra (esempio prima e dopo cena)
- la chiavetta di attivazione deve essere impugnata con sicurezza o assicurata all'anello di gomma o fissata con un filo interdentale
- i primi giorni il bambino farà fatica a parlare e a deglutire in quanto la lingua deve trovare una nuova posizione poiché parte della bocca occupata dall'apparecchio
- per abituare in fretta la lingua consigliamo di leggere un libro ad alta voce per i primi 2-3 giorni e di alimentarsi con cibi "facili" da masticare e che non si possano incastrare nell'apparecchio (come gnocchi, spinaci, ecc.)
- i denti devono essere lavati normalmente: non c'è rischio che l'apparecchio si stacchi

- rimarrà del cibo incastrato tra l'apparecchio e il palato: utilizzate uno scovolino per eliminarlo



EFFETTI DELL'ESPANSIONE

- 1) il primo effetto dell'espansione che dimostra che sta funzionando bene è l'apertura di uno spazio tra i denti: questo spazio si chiuderà da solo dopo 1-2 mesi



- 2) è normale che il bambino avverta una spinta e/o dolenzia più o meno intensa sui denti al momento dell'attivazione ma passa in fretta
- 3) durante le attivazioni avvertirà una tensione sopra e sotto il naso e sugli zigomi